









	<p>19-26-1938-0200</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 19-26-1938-0200</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Parker Chomerics</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: 200G/6FLOZ L1938 PARPHORM</p> <hr/> <p>Datenblätter:  19-26-1938-0200.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	19-26-1938-0200
Hersteller	Parker Chomerics
Beschreibung	200G/6FLOZ L1938 PARPHORM
Kategorie	RF / IF und RFID > RFI und EMI - Abschirm- und
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Breite	-
Art	Liquid
Dicke - gesamt	-
Gestalten	-
Serie	-
Andere Namen	19-26-1938-0200-DK
Betriebstemperatur	140°C
Stoff	Silicone Elastomer
Hersteller Standard Vorlaufzeit	2 Weeks
Länge	-
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Klebstoff	Self-Adhesive

19-26-1938-0200 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 19-26-1938-0200-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 19-26-1938-0200 Parker Chomerics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 19-26-1938-0200 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>19-237/R6GHBHC-A07/2T Everlight Electronics LED RGB CLEAR 4SMD</p>	 <p>19-237/S2GHBHC-A01/2T Everlight Electronics Co Ltd LED BL/GRN/ORG CLEAR 0606 SMD</p>	 <p>19-26-1945-0250 Parker Chomerics 250G/12FLOZ PARPHORM S1945</p>	 <p>19-26-5513-0850 Parker Chomerics 850G AG/CU CHOFORM 2PART KIT</p>
 <p>19-26-5538-0650 Parker Chomerics 650G NI/C CHOFORM MOIST CURE</p>	 <p>19-237B/R6GHBHC-C01/2T EVERLIGHT EVERLIGHT SMD</p>	 <p>19-237/R6GHBHC-C01/2T EVERPEN 19-237/R6GHBHC-C01/2T EVERPEN</p>	 <p>19-26-5528-0850 Parker Chomerics 850G AG/CU CHOFORM MOIST CURE</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

19-26-1938-0200 Parker Chomerics	19-26-1938-0200 Datenblatt	19-26-1938-0200-Datenblätter	19-26-1938-0200 PDF	Parker Chomerics 19-26-1938-0200
19-26-1938-0200 Electronic	19-26-1938-0200-Komponenten	19-26-1938-0200-Verteiler	19-26-1938-0200-Bild	19-26-1938-0200-Teil
19-26-1938-0200 Preis	19-26-1938-0200 Hersteller	19-26-1938-0200 Bild	19-26-1938-0200 Aktie	19-26-1938-0200 Inventar
19-26-1938-0200 Neu	19-26-1938-0200 Original	19-26-1938-0200 garantiert	19-26-1938-0200 RFQ	19-26-1938-0200 Online bestellen